



RADIOFRECUENCIA CORPORAL

Una solución no invasiva para **alisar, reafirmar y contorneo** la piel y combatir la flacidez y la celulitis.



El abdomen, los brazos, la cara interna de las piernas, la parte superior de las rodillas y los glúteos constituyen las zonas más afectadas por la flacidez, hecho que se debe a múltiples factores entre los cuales puede existir un descenso en la producción de colágeno o un aumento de la destrucción del mismo, así como factores relacionados con la edad o los procesos hormonales. La piel va perdiendo su firmeza debido a la reducción de colágeno y elastina (las sustancias que hacen que la piel del cuerpo sea elástica y firme) y el resultado es una piel "floja". Actualmente existen diversas técnicas para restaurar la piel, pero una de las más seguras y eficaces que además, no requiere intervención quirúrgica es la radiofrecuencia corporal.

Una técnica no invasiva que renueva el colágeno de la piel


En la zona de la dermis es donde se ubica la mayor parte de nuestro colágeno así como en la capa inferior más profunda debajo de la dermis, llamada subcutánea, donde encontramos fibras de colágeno. Cuando el colágeno de estas capas se daña por efectos de la exposición solar, por la herencia familiar o el proceso normal de envejecimiento, la piel empieza a ceder y arrugarse. La radiofrecuencia corporal reafirma y renueva el colágeno natural de la piel con un procedimiento no invasivo, totalmente seguro, eficaz y sin necesidad de cirugías ni inyecciones, ya que se basa en la aplicación de calor para tensar el colágeno. En este sentido, se aplica un *tip* que calienta de forma segura la capa intermedia de la piel y la red de colágeno de la capa interna, provocando así la remodelación del

colágeno existente y estimulando la formación del nuevo.

En cada aplicación del *tip* el paciente experimenta una breve y profunda sensación de calor, mientras que la energía de la radiofrecuencia es emitida en la piel y por debajo del tejido. Esta sensación profunda de calor es un indicador de que el colágeno está alcanzando la temperatura ideal para el tensado (se llega a la temperatura óptima para que se produzca colágeno tipo 3 y 6 que es el que da la



el paso del tiempo y otros factores como la calidad de la piel en lo que se refiere a la composición de colágeno, nuestro fototipo y raza y, sobre todo, los cuidados de la misma, pueden producir a partir de la madurez un cierto descolgamiento de la piel en todas las zonas del cuerpo. Sin embargo, hay áreas en las que la flacidez es más evidente.



que no requiere ningún tipo de anestesia y que tampoco necesita unos cuidados de post tratamiento, sino todo lo contrario, ya que la técnica permite la reincorporación inmediata del paciente a su vida habitual.

Tersura con una sola sesión de tratamiento

La radiofrecuencia estimula las células que producen colágeno y que son incapaces de producir el suficiente para revertir aquello que nos ha pasado. Para conseguir estos efectos, basta con una sola sesión, cuya duración variará en función del paciente y de la zona a tratar. Normalmente, la sesión va de 30 minutos a 2 horas, según las necesidades. Tras el tratamiento, el paciente se ve beneficiado de un efecto tensor que va *in crescendo* gradualmente durante los seis meses posteriores, debido a la estimulación de la formación de nuevo colágeno. Con una sola sesión de tratamiento se consigue alisar, reafirmar y contornear la piel de manera no invasiva, así como reducir la apariencia de la celulitis. Los resultados pueden durar hasta dos años, aunque variarán según la calidad de la piel de cada paciente. Pasado este plazo de tiempo, no hay ningún problema en volver a realizar nuevamente este tratamiento, indicado para personas adultas de cualquier edad que sufren flacidez, bien sea por el paso del tiempo, por una pérdida de peso considerable o un embarazo y que no tienen un sobrepeso significativo. ■

máxima tensión y elasticidad a nuestra piel). La superficie de la piel es enfriada antes, durante y después de cada aplicación

de energía de radiofrecuencia, de modo que se mantiene intacta la capa superficial de la piel. Por ello, es una técnica indolora,



DR. MANUEL SÁNCHEZ
Responsable de la Unidad de Corporal, Nutrición y Antiaging de Clínica Planas.

www.clinicaplanas.com

The Beauty Gun

Coolifting

www.coolifting.com



5 minutos para quitar 10 años

EL CONCEPTO

La pistola Coolifting dispara en los tejidos faciales un potente flujo de CO2 a muy baja temperatura y alta presión, combinado con una altísima concentración de activos nebulizados.

EL RESULTADO

El tratamiento Coolifting genera un efecto inmediato que alisa la piel, elimina las arrugas superficiales y reduce las arrugas profundas; seguido de un efecto duradero de rejuvenecimiento.

El tratamiento más espectacular y más rápido nunca visto para desafiar el tiempo.



STS
**BEAUTY
BARCELONA**

4a 13-14-15
EDICIÓN FEBRERO
2016
CCIB-FÓRUM

Visítanos en el stand 2E12